

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Parametrat Teknik	
Reagente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate</li> <li>• Ndarje me pjesezananomanjetike, e shpejtdheeficente</li> <li>• Substrate teperdorura NaOH, H2O2.</li> <li>• Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.</li> </ul>
Performanca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deri ne 180 Teste/ore</li> <li>• I programuar te punoje 24 ore/dite</li> <li>• Koha per rezultatin e pare 17 min</li> </ul>
Menyrat e Operimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Random, Batch dhe STAT</li> </ul>
Ngarkimi i Serumeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deri ne 40 Pacientenjekohsisht</li> <li>• Ngarkim i vazhdueshem</li> <li>• Lexim me barcode i serumeve</li> </ul>
Ngarkimi i Reagenteve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lidhje LIS</li> <li>• Dhomefrigoriferike per serumet</li> <li>• Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve</li> <li>• Lexim <b>RFID</b> i te gjithetheinformacioneve te Reagenteve.</li> </ul>
Reagentet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhomefrigoriferike per reagentet.</li> <li>• Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtjim ngaperdoruesi (asnjepergatitje)</li> </ul>
Vecori te tjera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reagentet tekene te inkorporuarkalibratore <b>LOW dhe HIGH</b> sidhekontrolli te perfshihetbrengakitit.</li> <li>• RFID ruan te gjithethe info e reagentit</li> <li>• KalibrimI pare me 10pika per reagentet.</li> <li>• Stabilitet i kalibrimitderi ne 4 jave.</li> <li>• Detektim i kloteve (Clot Detection)</li> <li>• Deteklim i nivelit te likuideve</li> <li>• Auto-Diluim</li> <li>• Temperatura e inkubimit 37 C</li> </ul>
Sistemi i operimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7</li> <li>• Ekran me prekje</li> </ul>
Nderlidhja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikim i dyanshem me LIS permes protokollit ASTM</li> </ul>

Paneli i Testeve

- Markerat Tumoral
- Paneli i Tiroideve
- Fertilitet
- Torch
- EBV
- Infektive
- Metabozmi i Kockave
- Imunoglobulina
- Prenata Screening i plote (Bashke me Software)
- Anemi
- Semundje Infektive
- Metabolizmi i Glyko
- Funksioni i veshkave
- Monitorim Droge
- Fibroza Hepatike
- Monitorimi i Inflamacioneve

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**

Parametrat Teknik  
Reagente

- Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate

Performanca


- Ndarje me pjesezanomanjetike, e shpejtdheeficente
- Substrate teperdorura NaOH, H2O2.
- Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.
- Deri ne 180 Teste/ore
- I programuar te punoje 24 ore/dite
- Koha per rezultatin e pare 17 min

Menyrat e Operimit  
Ngarkimi i Serumeve

- Random, Batch dhe STAT
- Deri ne 40 Pacientenjekohsisht
- Ngarkim i vazhdueshem
- Lexim me barcode i serumeve
- Lidhje LIS

Ngarkimi i Reagenteve

- Dhomefrigoriferike per serumet
- Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve
- Lexim **RFID** i te gjithetheinformacioneve te Reagenteve.
- Dhomefrigoriferike per reagentet.

Reagentet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtimit ngaperdoruesi (asnjepergatitje)</li> <li>• Reagentet tekene te inkorporuarkalibratore<b>LOW dhe HIGH</b>sidhekontrolli te perfshihetbrengekakit.</li> <li>• RFID ruan te gjithë info e reagentit</li> <li>• Kalibrimi i pare me 10pika per reagentet.</li> <li>• Stabilitet i kalibrimit deri ne 4 jave.</li> <li>• Detektim i kloteve (Clot Detection)</li> <li>• Detektim i nivelit te likuideve</li> <li>• Auto-Dilum</li> <li>• Temperatura e inkubimit 37 C</li> <li>• Windows 7</li> <li>• Ekran me prekje</li> <li>• Komunikim i dyanshem me LIS permes protokollit ASTM</li> </ul>
Vecori te tjera	
Sistemi i operimit	
Nderlidhja	
Paneli i Testeve	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markerat Tumoral</li> <li>• Paneli i Tiroideve</li> <li>• Fertilitet</li> <li>• Torch</li> <li>• EBV</li> <li>• Infektive</li> <li>• Metabozmi i Kockave</li> <li>• Imunoglobulina</li> <li>• Prenata Screening i plote (Bashke me Software)</li> <li>• Anemi</li> <li>• Semundje Infektive</li> <li>• Metabolizmi i Glyko</li> <li>• Funkzioni i veshkave</li> <li>• Monitorim Droge</li> <li>• Fibroza Hepatike</li> <li>• Monitorimi i Inflammacioneve</li> </ul>

**Sasia e mallit që kërkohet: Sipas njesive dhe sasive te percaktuara ne DST.**

**Afatet e l vrimitt: Levrimit I mallit do te behet Brenda 10 (dhjete) dite nga data e lidhjes se kontrates.**

